



QUALIDADE, TECNOLOGIA E DURABILIDADE

ELETROCARDÍOGRAFO EMAI



- ✓ Detecção da onda "R", por software inteligente
- ✓ Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo
- ✓ Faixa de medição: 30 a 300 BPM



ELETRCARDIÓGRAFO EMAI



O novo eletrocardiógrafo EMAI modelo EX-01, possui as últimas inovações na área cardiológica. Foi desenvolvido com tecnologia digital para atender aos mais exigentes profissionais da área.

Fornecer registros impressos de alta qualidade com excelente resolução, funcionamento em modo automático e manual, filtros e mensagens em display LCD, sendo a melhor relação custo/benefício do mercado.

ECG

Detecção da onda "R", por software inteligente
Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo
Cabo de ECG: 5 vias
Derivações: DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF e V
Faixa de medição: 30 a 300 BPM
Precisão: 1 BPM ou 2% (qual for o maior)
Filtro OFF: 0,05Hz a 100Hz
Sensibilidade: 0,5 - 1 - 2mv/cm
Detecção de eletrodo solto: sim e com indicação no display
Retorno após desfibrilação: menor 9 seg.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Display de cristal líquido 16 caracteres x 2 linhas, backlight azul
Ajuste de ganho de 1/2, 1, 2mv/cm
Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s
Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria
Sinal de calibração 1mV/10mm
Modo de manual para cada 7 derivações e no modo automático de 4 segundos/derivação
Mensagens diversas, inclusive de eletrodo solto.

ACESSÓRIOS

1 Cabo de paciente 5 vias (tipo pino)-Ref.CP-05P
1 Eletrodo de sucção
4 Eletrodos tipo clip adulto
1 Tubo de pasta para ECG
1 Rolo de papel termosensível 50mmx30m
1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m)
1 Manual do usuário
1 Certificado de garantia

ALIMENTAÇÃO

Rede elétrica: 110 a 230Vac - 50/60Hz
Adequada a conexão à rede elétrica CISPR11
Bateria interna: 12Vdc/1,3AH

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cabo de paciente 5 vias (tipo garra Emai-EX)-Ref.CP-05EX
Disco descartável
Eletrodo tipo clip infantil
Eletrodo de sucção infantil
Kit disco reutilizável

DIMENSÕES

Altura6,6cm
Largura33,0cm
Profundidade22,5cm
Peso 2,3 Kg

ALARMES

Alarme somente em mensagem visual de eletrodo solto e audiovisual de bateria fraca

CONDIÇÃO AMBIENTAL

Temperatura de operação: 5 a 40°C
Umidade relativa: 40 a 75% (operação)
30 a 75% (armazenamento)



Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela

Tel.: (11) 2335-1000 - Fax: Ramal 210 - CEP 04180-010 - São Paulo - Brasil

www.transmai.com.br - e-mail: vendas@transmai.com.br

Reg. na ANVISA: 80052640019